

L'ESTRAZIONE DELLE PROTEINE DALLA FARINA

I MATERIALI:

- > 100 g di farina
- > un panno di stoffa
- > una bacinella piena d'acqua
- > tintura di iodio



PROCEDIMENTO:

Riempite la bacinella con l'acqua (non fino all'orlo).

Prendete il panno, mettete la farina e chiudetelo.

Mettete sia nella bacinella sia nella farina una goccia di tintura di iodio.

Immergete il fazzoletto nell'acqua più volte e vedrete che uscirà un liquido bianco e l'acqua si scurirà.

Il liquido bianco sono le proteine estratte dalla farina.

