

ESTRAZIONE DELLE PROTEINE DALLA FARINA

MATERIALE:

- 100g di farina
- acqua
- bacinella
- panno
- tintura di iodio

PROCEDIMENTO:

Mettere la farina nel panno e chiuderlo con le mani. Nella bacinella mettere l'acqua con una goccia di iodio e fare sù e giù con il panno con dentro la farina. Vedremo l'acqua colorata (di un colore quasi nero) ma la farina, rimane bianca, questo perchè le proteine della farina si sciolgono nell'acqua.



